

XXFREQU004

HAUTE FREQUENCE HF 6000



DESCRIPTION DE LA TECHNIQUE:

Courant alternatif de haute-fréquence appliqué sur la peau par l'intermédiaire d'électrodes en verre avec pour objectif de stimuler les tissus. 2 types d'application:

- Applications directes à l'aide d'électrodes rayonnantes (bleu quand il s'agit de l'air raréfié & orange quand il s'agit du néon)
- Applications indirectes à l'aide de l'électrode saturatrice

CARACTERISTIQUES:

- Fabrication européenne: Espagne
- Appareil compact, idéal pour les petits espaces

DONNÉES TECHNIQUES:

- Dimensions: **14 x 22 x 7.5 cm**
- Poids: **1.4 kg**
- Puissance: **25 W**
- Alimentation: **230 V**
- Fréquence: **50-60 Hz**

ACCESSOIRES FOURNIS:

- Manchon haute-fréquence



- Électrode indirecte en aluminium



- Électrode crayon



- Électrode champignon violette PM en verre



- Électrode champignon orange GM en verre



- Câble d'alimentation

OPTIONS:

- **XXHFREQU0009:** électrode champignon orange PM en verre



- **XXHFREQU0014:** électrode champignon violette GM en verre



- **XXHFREQU0016:** électrode buste et cou en verre



- **XXHFREQU0017:** électrode saturatrice en verre



- **XXHFREQU0018:** électrode rouleau en verre



- **XXHFREQU0020:** électrode peigne en verre



GARANTIE:

- 2 ans P & MO